

# IMPLANTES BEST FIT Y ADITAMENTOS POR FABRICANTE



***La Gestora de Compras Fulldental ha llegado a un acuerdo con el fabricante de implantes y aditamentos GT-Medical.***

***Hemos desarrollado este catalogo para que puedan realizar sus pedidos sin problemas a través de nuestra web, tanto de implantes, como de aditamentos para los principales fabricantes<sup>(1)</sup> del mercado. Solo han de seleccionar el código del producto que le interese e introducirlo en búsqueda rápida en nuestra web para ver el precio y/o añadirlo a la cesta de la compra.***

***Para más información o si no encuentra algún producto póngase en contacto con nuestras oficinas en el teléfono 952040046.***

(1) RELACIÓN DE MARCAS COMPATIBLES:

(BEST FIT, BRANEMARK, 3i, BTI, BIOHORIZONS, ACE, DEFCON, KLOCNER, LIFECORE, MICRODENT, MOZOGRAU, BIOLOCK, ASTRA, NOBEL REPLACE, FRIALIT, ZIMMER, STRAUMANN, OSTEOPLUS).

# 01 Hexágono

## ✓ Diseño Cónico:

El diseño de forma de raíz alcanza extraordinarios resultados de estabilidad primaria, incluso en sitios donde las condiciones del hueso no son buenas. Todo esto se realiza mediante una cirugía sencilla y reducida en el tiempo.

## ✓ Micro-espira para prever la reabsorción del hueso:

Esta característica previene la absorción del agua de la zona cortical debido a la infección bacteriológica.

También minimiza la tendencia a la rotura de la cresta gracias a la estable fijación inicial, incluso en paredes corticales muy finas.

## ✓ Cortes de seguridad:

Estos minimizan la resistencia por fricción durante la inserción; al mismo tiempo que proporcionan suavidad al movimiento giratorio.

## ✓ Tratamiento superficial óptimo RBM:

Las medidas de rugosidad de la superficie son RA: 1.5-1.8 micrones. Esta rugosidad es la más ideal para favorecer la oseointegración.

✱ Includido en el implante Transportador Multifuncional (que sirve para tomar la impresión y como pilar tallable)..., tornillo definitivo de prótesis.





| MIN   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 3,5   | 08       | IP6001 | IMPL-055-HXE-35-08 |
|       | 10       | IP6002 | IMPL-055-HXE-35-10 |
|       | 12       | IP6003 | IMPL-055-HXE-35-12 |
|       | 14       | IP6004 | IMPL-055-HXE-35-14 |



| REG   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 4,1   | 08       | IP6005 | IMPL-134-HXE-41-08 |
|       | 10       | IP6006 | IMPL-134-HXE-41-10 |
|       | 12       | IP6007 | IMPL-134-HXE-41-12 |
|       | 14       | IP6008 | IMPL-134-HXE-41-14 |



| MAX   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 5,1   | 08       | IP6009 | IMPL-054-HXE-51-08 |
|       | 10       | IP6010 | IMPL-054-HXE-51-10 |
|       | 12       | IP6011 | IMPL-054-HXE-51-12 |
|       | 14       | IP6012 | IMPL-054-HXE-51-14 |

# BRANEMARK® NOBEL BIO CARE® BEST FIT

## BRANEMARK NP 3.5 - NOBEL BIO CARE NP

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6124 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6013 |
|                           | Circular     | IP6045 |
| TORNILLO                  |              | IP6199 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6162 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6181 |
|                           | Cerrada      | IP6193 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6225 |
|                           | 4            | IP6226 |
|                           | 5            | IP6227 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6076 |
|                           | NHE plástico | IP6088 |
|                           | HXE titanio  | IP6679 |
|                           | NHE titanio  | IP6108 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6277 |
|                           | ALT-2        | IP6278 |
|                           | ALT-3        | IP6279 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6264 |
|                           | 25°          | IP6265 |

## BRANEMARK RP 4.1 - NOBEL BIO CARE RP

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
|                           | Hexagonal    | IP6024 |
| CALCINABLE                | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Cerrada      | IP6192 |
|                           | Abierta      | IP6182 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6237 |
|                           | 4            | IP6238 |
|                           | 5            | IP6663 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6102 |
|                           | HXE titanio  | IP6081 |
|                           | NHE plástico | IP6111 |
|                           | NHE titanio  | IP6093 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6266 |
|                           | 25°          | IP6267 |

**SISTEMA CÓNICO RP**

|                         |              |        |
|-------------------------|--------------|--------|
| ANALOGO DE IMPLANTE     |              | IP6145 |
| CALCINABLE              |              | IP6121 |
|                         |              | IP6119 |
| TORNILLO                |              | IP6118 |
|                         |              | IP6198 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |              | IP6218 |
| TORNILLO PARA POSTE     | Abierta      | IP6123 |
| TAPÓN DE CIERRE         |              | IP6654 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO   | 1,5          | IP6262 |
|                         | 2            | IP6282 |
|                         | 3            | IP6284 |
|                         | 4            | IP6285 |
| TRANSEPITELIAL ANGULADO | 17º 2mm      | IP6664 |
|                         | 17º 3mm      | IP6665 |
|                         | 17º 4mm      | IP6666 |
|                         | 30º 3mm      | IP6667 |
|                         | 30º 4mm      | IP6668 |
| CILINDRO PROVISIONAL    | CON-plástico | IP6518 |
|                         | CON-titanio  | IP6519 |

**BRANEMARK WP 5.00 - NOBEL BIO CARE WP**

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANALOGO DE IMPLANTE       |              | IP6144 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6032 |
|                           | Rotatorio    | IP6062 |
| TORNILLO                  |              | IP6205 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6173 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Cerrada      | IP6680 |
|                           | Abierta      | IP6184 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6246 |
|                           | 4            | IP6247 |
|                           | 5            | IP6248 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6083 |
|                           | HXE titanio  | IP6104 |
|                           | NHE plástico | IP6095 |
|                           | NHE titanio  | IP6113 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6297 |
|                           | ALT-2        | IP6298 |
|                           | ALT-3        | IP6299 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15º          | IP6268 |
|                           | 25º          | IP6269 |

**SISTEMA CÓNICO WP**

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE      |              | IP6120 |
| CALCINABLE               |              | IP6117 |
| TORNILLO                 |              | IP6201 |
|                          |              | IP6220 |
| POSTE DE IMPRESIÓN       |              | IP6122 |
| TORNILLO POSTE IMPRESIÓN | Abierta      | IP6681 |
| TAPÓN DE CIERRE          |              | IP6261 |
| CILINDRO PROVISIONAL     | CON-plástico | IP6517 |
|                          | CON-titanio  | IP6300 |

### 3i Micro-mini

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6127 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6015 |
|                           | Circular     | IP6047 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6163 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6660 |
|                           | 4            | IP6661 |
|                           | 5            | IP6662 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6077 |
|                           | HXE titanio  | IP6100 |
|                           | NHE plástico | IP6089 |
|                           | NHE titanio  | IP6109 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6303 |
|                           | ALT-2        | IP6304 |
|                           | ALT-3        | IP6305 |

### 3i Standard

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6237 |
|                           | 4            | IP6238 |
|                           | 5            | IP6663 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6266 |
|                           | 25°          | IP6267 |

### Sistema Cónico

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |         | IP6121 |
| CALCINABLE              |         | IP6118 |
|                         |         | IP6119 |
| TORNILLO                |         | IP6218 |
|                         |         | IP6198 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta | IP6654 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6262 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO   | 17° 2mm | IP6664 |
|                         | 17° 3mm | IP6665 |
|                         | 17° 4mm | IP6666 |
|                         | 30° 3mm | IP6667 |
|                         | 30° 4mm | IP6668 |
| TRANSEPITELIAL RECTO    | 1,5     | IP6282 |
|                         | 2       | IP6284 |
|                         | 3       | IP6285 |
|                         | 4       | IP6286 |

### 3i 5.00

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6145 |
| CALCINABLES               | Hexagonal    | IP6034 |
|                           | Circular     | IP6065 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6174 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6745 |
|                           | 4            | IP6669 |
|                           | 5            | IP6241 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6084 |
|                           | HXE titanio  | IP6105 |
|                           | NHE plástico | IP6096 |
|                           | NHE titanio  | IP6114 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6314 |
|                           | ALT-2        | IP6670 |
|                           | ALT-3        | IP6671 |

### **Bti 3.30 Estrecha**

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6128 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6017 |
|                           | Circular     | IP6049 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6164 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6240 |
|                           | 4            | IP6686 |
|                           | 5            | IP6687 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6078 |
|                           | NHE plástico | IP6090 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6688 |
|                           | ALT-2        | IP6689 |
|                           | ALT-3        | IP6690 |

### **Bti 3.75 y 4.00 Universal**

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6237 |
|                           | 4            | IP6238 |
|                           | 5            | IP6663 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6266 |
|                           | 25°          | IP6267 |

## Sistema Cónico

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANALOGO                 |         | IP6121 |
| CALCINABLE              |         | IP6119 |
|                         |         | IP6118 |
| TORNILLO                |         | IP6198 |
|                         |         | IP6218 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN |         | IP6654 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6262 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO   | 1,5     | IP6282 |
|                         | 2       | IP6284 |
|                         | 3       | IP6285 |
|                         | 4       | IP6286 |
| TRANSEPITELIAL ANGULADO | 17º 2mm | IP6664 |
|                         | 17º 3mm | IP6665 |
|                         | 17º 4mm | IP6666 |
|                         | 30º 3mm | IP6667 |
|                         | 30º 4mm | IP6668 |

## Bti Ancha

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6151 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6039 |
|                           | Circular     | IP6070 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6177 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6691 |
|                           | 4            | IP6692 |
|                           | 5            | IP6693 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6087 |
|                           | HXE titanio  | IP6107 |
|                           | NHE plástico | IP6099 |
|                           | NHE titanio  | IP6116 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6320 |
|                           | ALT-2        | IP6694 |
|                           | ALT-3        | IP6695 |

# BIOHORIZONS®

## BioHorizons 3.5

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE |           | IP6132 |
| CALCINABLE          | Hexagonal | IP6021 |
|                     | Circular  | IP6696 |
| TORNILLO            |           | IP6209 |

## BioHorizons 4.0

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE |           | IP6142 |
| CALCINABLE          | Hexagonal | IP6031 |
|                     | Circular  | IP6061 |
| TORNILLO            |           | IP6212 |

## BioHorizons 5.0

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE |           | IP6154 |
| CALCINABLE          | Hexagonal | IP6043 |
|                     | Circular  | IP6074 |
| TORNILLO            |           | IP6212 |

### ACE 3.3

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6124 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6013 |
|                           | Circular     | IP6045 |
| TORNILLO                  |              | IP6207 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6162 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6697 |
|                           | Cerrada      | IP6698 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6229 |
|                           | 4            | IP6699 |
|                           | 5            | IP6230 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6076 |
|                           | HXE titanio  | IP6679 |
|                           | NHE plástico | IP6088 |
|                           | NHE titanio  | IP6108 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6277 |
|                           | ALT-2        | IP6278 |
|                           | ALT-3        | IP6279 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15º          | IP6264 |
|                           | 25º          | IP6265 |

### ACE 3.75 Y 4.00

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6686 |
|                           | 4            | IP6687 |
|                           | 5            | IP6700 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15º          | IP6266 |
|                           | 25º          | IP6267 |

## Sistema Cónico

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |         | IP6121 |
| CALCINABLE              |         | IP6118 |
|                         |         | IP6119 |
| TORNILLO                |         | IP6218 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta | IP6654 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6262 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO   | 1,5     | IP6282 |
|                         | 2       | IP6284 |
|                         | 3       | IP6285 |
|                         | 4       | IP6286 |
| TRANSEPITELIAL RECTO    | 17º 2mm | IP6664 |
|                         | 17º 3mm | IP6665 |
|                         | 17º 4mm | IP6666 |
|                         | 30º 3mm | IP6667 |
|                         | 30º 4mm | IP6668 |

## ACE 5.00

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6145 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6034 |
|                           | Circular     | IP6065 |
| TORNILLO                  |              | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6174 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6745 |
|                           | 4            | IP6669 |
|                           | 5            | IP6241 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6084 |
|                           | HXE titanio  | IP6105 |
|                           | NHE plástico | IP6096 |
|                           | NHE titanio  | IP6114 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6314 |
|                           | ALT-2        | IP6670 |
|                           | ALT-3        | IP6671 |

## DEFCON 3.3 Y S2 TSH

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6130 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6020 |
|                           | Circular     | IP6052 |
| TORNILLO                  |              | IP6208 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6166 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6186 |
|                           | Cerrada      | IP6194 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6701 |
|                           | 4            | IP6702 |
|                           | 5            | IP6703 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6080 |
|                           | HXE titanio  | IP6101 |
|                           | NHE plástico | IP6110 |
|                           | NHE titanio  | IP6092 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6308 |
|                           | ALT-2        | IP6743 |
|                           | ALT-3        | IP6744 |

## DEFCON 3.75 S3 Y S4 TSH

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6686 |
|                           | 4            | IP6687 |
|                           | 5            | IP6700 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6266 |
|                           | 25°          | IP6267 |

## SISTEMA CÓNICO

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |         | IP6121 |
| CALCINABLE              |         | IP6119 |
| TORNILLO                |         | IP6218 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta | IP6182 |
|                         | Cerrada | IP6192 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6261 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO   | 1,5     | IP6282 |
|                         | 2       | IP6284 |
|                         | 3       | IP6285 |
|                         | 4       | IP6286 |
| TRANSEPITELIAL ANGULADO | 17º 2mm | IP6664 |
|                         | 17º 3mm | IP6665 |
|                         | 17º 4mm | IP6666 |
|                         | 30º 3mm | IP6667 |
|                         | 30º 4mm | IP6668 |

## DEFCON 5.00 S5 TSH

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6148 |
| CALCINABLE                | HXE          | IP6037 |
|                           | NHE          | IP6068 |
| TORNILLO                  |              | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6176 |
| TORNILLO PARA POSTE       | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3mm          | IP6704 |
|                           | 4mm          | IP6705 |
|                           | 5mm          | IP6706 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6086 |
|                           | HXE titanio  | IP6106 |
|                           | NHE plástico | IP6098 |
|                           | NHE titanio  | IP6115 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6317 |
|                           | ALT-2        | IP6707 |
|                           | ALT-3        | IP6708 |

## KLOCKNER®

### KLOCKNER 3.8 y 4.2 SK/SK2

|                      |              |        |
|----------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE  |              | IP6140 |
| CALCINABLE HEXAGONAL | Hexagonal    | IP6029 |
|                      | Circular     | IP6059 |
| TORNILLO             |              | IP6674 |
|                      |              | IP6215 |
| POSTE DE IMPRESIÓN   |              | IP6171 |
| TORNILLO PARA POSTE  | Abierta      | IP6185 |
|                      | Cerrada      | IP6675 |
| TAPON DE CIERRE      |              | IP6263 |
| CILINDRO PROVISIONAL | HXE plástico | IP6082 |
|                      | HXE titanio  | IP6103 |
|                      | NHE plástico | IP6094 |
|                      | NHE titanio  | IP6112 |
| PILAR TALLABLE       | ALT-1        | IP6311 |
|                      | ALT-2        | IP6676 |
|                      | ALT-3        | IP6677 |

### KLOCNER 5.50

|                      |           |        |
|----------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE  |           | IP6153 |
| CALCINABLE HEXAGONAL | Hexagonal | IP6042 |
|                      | Circular  | IP6073 |
| TORNILLO             |           | IP6674 |
|                      |           | IP6215 |
| POSTE DE IMPRESIÓN   |           | IP6179 |
| TORNILLO PARA POSTE  | Abierta   | IP6185 |
|                      | Cerrada   | IP6675 |

# OSTEOPLUS®

## OSTEOPLUS ARGENTUM

|                        |              |        |
|------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE    |              | IP6140 |
| CALCINABLE HEXAGONAL   | Hexagonal    | IP6029 |
|                        | Circular     | IP6059 |
| TORNILLO               |              | IP6208 |
| POSTE DE IMPRESIÓN     |              | IP6171 |
| TORNILLO PARA POSTE    | Abierta      | IP6186 |
|                        | Cerrada      | IP6194 |
| TAPON DE CICATRIZACIÓN |              | IP6263 |
| TORNILLO DE TAPON      |              | IP6208 |
| CILINDRO PROVISIONAL   | HXE-plástico | IP6082 |
|                        | HXE-Titanio  | IP6103 |
|                        | NHE-plástico | IP6094 |
|                        | NHE-Titanio  | IP6112 |
| PILAR TALLABLE         | 1            | IP6311 |
|                        | 2            | IP6676 |
|                        | 3            | IP6677 |

## OSTEOPLUS IRIDIUM Y PLATINUM

|                        |           |        |
|------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE    |           | IP6138 |
| CALCINABLE HEXAGONAL   | Hexagonal | IP6028 |
|                        | Circular  | IP6058 |
| TORNILLO               |           | IP6208 |
| POSTE DE IMPRESIÓN     |           | IP6171 |
| TORNILLO PARA POSTE    | Abierta   | IP6186 |
|                        | Cerrada   | IP6194 |
| TAPON DE CICATRIZACION |           | IP6263 |
| TORNILLO DE TAPON      |           | IP6208 |

# LIFECORE®

## LIFECORE 3.3 Y SD

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6129 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6019 |
|                           | Circular     | IP6051 |
| TORNILLO                  |              | IP6208 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6165 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6186 |
|                           | Cerrada      | IP6194 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6709 |
|                           | 4            | IP6710 |
|                           | 5            | IP6711 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6079 |
|                           | NHE plástico | IP6091 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6712 |
|                           | ALT-2        | IP6713 |
|                           | ALT-3        | IP6714 |

## LIFECORE RD

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6686 |
|                           | 4            | IP6687 |
|                           | 5            | IP6700 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15º          | IP6266 |
|                           | 25º          | IP6267 |

## SISTEMA CÓNICO

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |         | IP6121 |
| CALCINABLE              |         | IP6119 |
| TORNILLO                |         | IP6218 |
|                         |         | IP6198 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE     | Abierta | IP6654 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6262 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO   | 1,5     | IP6282 |
|                         | 2       | IP6284 |
|                         | 3       | IP6285 |
|                         | 4       | IP6286 |
| TRANSEPITELIAL ANGULADO | 17º 2mm | IP6664 |
|                         | 17º 3mm | IP6665 |
|                         | 17º 4mm | IP6666 |
|                         | 30º 3mm | IP6667 |
|                         | 30º 4mm | IP6668 |

## LIFECORE WD

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6150 |
| CALCINABLE                |              | IP6038 |
|                           |              | IP6069 |
| TORNILLO                  |              | IP6214 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6715 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6190 |
|                           | Cerrada      | IP6196 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3mm          | IP6716 |
|                           | 4mm          | IP6717 |
|                           | 5mm          | IP6718 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6085 |
|                           | NHE plástico | IP6097 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6719 |
|                           | ALT-2        | IP6720 |
|                           | ALT-3        | IP6721 |

# MICRODENT®

## MICRODENT MS Micro

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6722 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6015 |
|                           | Circular     | IP6047 |
| TORNILLO                  |              | IP6202 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6163 |
| TORNILLO PARA POSTE       | Abierta      | IP6723 |
|                           | Cerrada      | IP6724 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3mm          | IP6240 |
|                           | 4mm          | IP6686 |
|                           | 5mm          | IP6687 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6077 |
|                           | HXE titanio  | IP6100 |
|                           | NHE plástico | IP6089 |
|                           | NHE titanio  | IP6109 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6303 |
|                           | ALT-2        | IP6304 |
|                           | ALT-3        | IP6305 |

## MICRODENT UNIVERSAL

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6725 |
|                           | 4            | IP6726 |
|                           | 5            | IP6663 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6650 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6266 |
|                           | 25°          | IP6267 |

## SISTEMA CÓNICO

|                       |         |        |
|-----------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE   |         | IP6121 |
| CALCINABLE            |         | IP6119 |
| TORNILLO              |         | IP6218 |
|                       |         | IP6198 |
| POSTE DE IMPRESIÓN    |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE   | Abierta | IP6654 |
| TAPÓN DE CIERRE       |         | IP6262 |
| TRANSEPITELIAL CÓNICO | 1,5     | IP6282 |
|                       | 2       | IP6284 |
|                       | 3       | IP6285 |
|                       | 4       | IP6286 |
| TRANSEPITELIAL RECTO  | 17º 2mm | IP6664 |
|                       | 17º 3mm | IP6665 |
|                       | 17º 4mm | IP6666 |
|                       | 30º 3mm | IP6667 |
|                       | 30º 4mm | IP6668 |

## MICRODENT SYSTEM 4.2

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |           | IP6141 |
| CALCINABLE              | Hexagonal | IP6030 |
|                         | Circular  | IP6060 |
| TORNILLO                |           | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |           | IP6171 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta   | IP6182 |
|                         | Cerrada   | IP6192 |
| PILAR TALLABLE          | ALT-1     | IP6311 |
|                         | ALT-2     | IP6676 |
|                         | ALT-3     | IP6677 |

### **MICRODENT MT Especial 5.1**

|                           |               |        |
|---------------------------|---------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |               | IP6144 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal     | IP6032 |
|                           | Circular      | IP6062 |
| TORNILLO                  |               | IP6205 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |               | IP6173 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta       | IP6184 |
|                           | Cerrada       | IP6680 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3             | IP6727 |
|                           | 4             | IP6249 |
|                           | 5             | IP6199 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plásticos | IP6083 |
|                           | HXE titanio   | IP6104 |
|                           | NHE plástico  | IP6095 |
|                           | NHE titanio   | IP6113 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1         | IP6297 |
|                           | ALT-2         | IP6298 |
|                           | ALT-3         | IP6299 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15º           | IP6268 |
|                           | 25º           | IP6269 |

### **Microdent Universal 5 mm**

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6145 |
| CALCINABLES               | Hexagonal    | IP6034 |
|                           | Circular     | IP6065 |
| TORNILLO                  |              | IP6203 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6174 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6182 |
|                           | Cerrada      | IP6192 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6745 |
|                           | 4            | IP6669 |
|                           | 5            | IP6241 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6084 |
|                           | HXE titanio  | IP6105 |
|                           | NHE plástico | IP6096 |
|                           | NHE titanio  | IP6114 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6314 |
|                           | ALT-2        | IP6670 |
|                           | ALT-3        | IP6671 |

## MOZO GRAU®

### MOZO GRAU 3.40

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6127 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6015 |
|                           | Circular     | IP6047 |
| TORNILLO                  |              | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6163 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6660 |
|                           | 4            | IP6661 |
|                           | 5            | IP6662 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6077 |
|                           | HXE titanio  | IP6100 |
|                           | NHE plástico | IP6089 |
|                           | NHE titanio  | IP6109 |
| PILAR TALLABLE            | ALT-1        | IP6303 |
|                           | ALT-2        | IP6304 |
|                           | ALT-3        | IP6305 |

### MOZO GRAU 3.75 Y 4.20

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal    | IP6024 |
|                           | Circular     | IP6054 |
| TORNILLO                  |              | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6188 |
|                           | Cerrada      | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6686 |
|                           | 4            | IP6687 |
|                           | 5            | IP6700 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6081 |
|                           | HXE titanio  | IP6102 |
|                           | NHE plástico | IP6093 |
|                           | NHE titanio  | IP6111 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-1        | IP6287 |
|                           | ALT-2        | IP6288 |
|                           | ALT-3        | IP6289 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6266 |
|                           | 25°          | IP6267 |

## SISTEMA CÓNICO

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |         | IP6121 |
| CALCINABLE              |         | IP6118 |
| TORNILLO                |         | IP6218 |
|                         |         | IP6198 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6123 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta | IP6654 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6262 |
| TRANSEPITELIAL ANGULADO | 17° 2mm | IP6664 |
|                         | 17° 3mm | IP6665 |
|                         | 17° 4mm | IP6666 |
|                         | 30° 3mm | IP6667 |
|                         | 30° 4mm | IP6668 |
| TRANSEPITELIAL RECTO    | 1,5     | IP6282 |
|                         | 2       | IP6284 |
|                         | 3       | IP6285 |
|                         | 4       | IP6286 |

## MOZO GRAU 5.00

|                           |              |        |
|---------------------------|--------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |              | IP6144 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | Hexagonal    | IP6032 |
|                           | Circular     | IP6062 |
| TORNILLO                  |              | IP6214 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |              | IP6173 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta      | IP6190 |
|                           | Cerrada      | IP6196 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3            | IP6246 |
|                           | 4            | IP6247 |
|                           | 5            | IP6248 |
| CILINDRO PROVISIONAL      | HXE plástico | IP6083 |
|                           | HXE titanio  | IP6104 |
|                           | NHE plástico | IP6095 |
|                           | NHE titanio  | IP6113 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-2        | IP6297 |
|                           | ALT-2        | IP6298 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ALT-3        | IP6299 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15°          | IP6268 |
|                           | 25°          | IP6269 |

## SISTEMA CÓNICO WP

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |         | IP6120 |
| CALCINABLE              |         | IP6117 |
| TORNILLO                |         | IP6201 |
|                         |         | IP6220 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |         | IP6122 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta | IP6681 |
| TAPÓN DE CIERRE         |         | IP6261 |

## BIOLOCK®

### BIOLOCK 3.45

|                           |           |        |
|---------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       |           | IP6134 |
| CALCINABLE                | Hexagonal | IP6024 |
|                           | Circular  | IP6054 |
| TORNILLO                  |           | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        |           | IP6167 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN   | Abierta   | IP6188 |
|                           | Cerrada   | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 3         | IP6237 |
|                           | 4         | IP6238 |
|                           | 5         | IP6239 |
|                           | 6         | IP6242 |
| CILINDRO PROVISIONAL      |           | IP6081 |
|                           |           | IP6102 |
| PILAR TALLABLE RECTO      |           | IP6712 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   |           | IP6266 |
|                           |           | IP6267 |

### BIOLOCK 4.0

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |           | IP6136 |
| CALCINABLE              | Hexagonal | IP6027 |
|                         | Circular  | IP6057 |
| TORNILLO                |           | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      |           | IP6169 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Abierta   | IP6188 |
|                         | Cerrada   | IP6195 |

### BIOLOCK 5.00

|                      |           |        |
|----------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE  |           | IP6728 |
| CALCINABLE HEXAGONAL | Hexagonal | IP6036 |
|                      | Circular  | IP6067 |
| TORNILLO             |           | IP6211 |
| POSTE DE IMPRESIÓN   |           | IP6175 |
| TORNILLO PARA POSTE  | Abierta   | IP6188 |
|                      | Cerrada   | IP6195 |
| PILAR TALLABLE RECTO | ALT-1     | IP6729 |

# 02 Hexágono

- ✓ **Conveniencia del sistema de no montura:**  
Durante la cirugía, los sistemas de montaje existentes obstruyen el rango de visión de la distancia entre el diente más alto y el más bajo. En cualquier caso, el sistema de no-montura **BEST-FIT** puede asegurar inmediatamente un tratamiento quirúrgico adecuado.

El envase del implante lleva un sistema antirotacional que permite la colocación de un transportador. Además proporciona un posicionamiento preciso sin efectos para los tejidos de alrededor.

- ✓ **Conexión Hexagonal:**  
La conexión hexagonal interna de los implantes **BEST-FIT** es compatible en la supraestructura con los productos **Astra®**.

- ✓ **Diseño Cónico:**  
El diseño en forma de raíz alcanza extraordinarios resultados de estabilidad primaria, incluso también en sitios donde las condiciones del hueso no son buenas. Todo esto se realiza mediante una cirugía sencilla y reducida en el tiempo.

- ✓ **Plataforma SWITCHING (Cambio de plataforma):**  
Mejora la biomecánica y minimiza la reabsorción del hueso en el cuello del implante.

- ✓ **Tratamiento superficial óptimo RBM:**  
Las medidas de la rugosidad de la superficie son RA: 1.5 - 1.8 micrones. Esta rugosidad es la más ideal para favorecer la oseointegración.

- ✓ **Cortes de seguridad:**  
Estos minimizan la resistencia por fricción durante la inserción, al mismo tiempo que proporcionan suavidad de movimiento giratorio.

- ✓ **Palas de corte autorroscantes:**  
Esto ayuda al autorroscado durante la inserción del implante, al mismo tiempo dejan espacio para el material de tejido desprendido durante el mismo. Además esta característica también acelera la rápida integración después de la fijación.





incluido  
Tornillo de Cierre

| MIN   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 3,7   | 08       | IP6321 | IMPL-008-HXI-37-08 |
|       | 10       | IP6322 | IMPL-008-HXI-37-10 |
|       | 12       | IP6323 | IMPL-008-HXI-37-12 |
|       | 14       | IP6324 | IMPL-008-HXI-37-14 |



incluido  
Tornillo de Cierre

| REG   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 4,3   | 08       | IP6325 | IMPL-008-HXI-43-08 |
|       | 10       | IP6326 | IMPL-008-HXI-43-10 |
|       | 12       | IP6327 | IMPL-008-HXI-43-12 |
|       | 14       | IP6328 | IMPL-008-HXI-43-14 |



incluido  
Tornillo de Cierre

| MAX   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 4,8   | 08       | IP6329 | IMPL-008-HXI-48-08 |
|       | 10       | IP6330 | IMPL-008-HXI-48-10 |
|       | 12       | IP6331 | IMPL-008-HXI-48-12 |
|       | 14       | IP6332 | IMPL-008-HXI-48-14 |

## ASTRA®

### LILA®

|                           |                |        |
|---------------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       | ASTRA®         | IP6350 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | ASTRA®         | IP6333 |
| CALCINABLE CIRCULAR       | ASTRA®         | IP6341 |
| TORNILLO                  |                | IP6212 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        | ASTRA®         | IP6352 |
| TORNILLO PARA POSTE       | Cubeta Abierta | IP6650 |
|                           | Cubeta Cerrada | IP6651 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 2              | IP6375 |
|                           | 4              | IP6376 |
|                           | 6              | IP6377 |
|                           | 8              | IP6378 |
| CILINDRO PROVISIONAL HXI  | ASTRA®         | IP6460 |
|                           | ASTRA®         | IP6458 |
| CILINDRO PROVISIONAL NHI  | ASTRA®         | IP6652 |
|                           | ASTRA®         | IP6653 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | ASTRA®         | IP6354 |
|                           | ASTRA®         | IP6357 |
|                           | ASTRA®         | IP6359 |
|                           | ASTRA®         | IP6361 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15° 2mm        | IP6362 |
|                           | 15° 4mm        | IP6363 |
|                           | 25° 2mm        | IP6364 |
|                           | 25° 4mm        | IP6365 |
| PILAR RECTO 20°           | 1 mm           | IP6398 |
|                           | 2 mm           | IP6399 |
|                           | 4 mm           | IP6400 |

### SISTEMA CÓNICO LILA®/AQUA®

|                               |                |        |
|-------------------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO CÓNICO DE IMPLANTE    | ASTRA®         | IP6348 |
| CALCINABLE CÓNICO             | ASTRA®         | IP6347 |
| TORNILLO                      | ASTRA®         | IP6206 |
| POSTE DE IMPRESIÓN            | ASTRA®         | IP6408 |
| TORNILLO PARA POSTE IMPRESIÓN | Cubeta Abierta | IP6654 |
| CILINDRO PROVISIONAL SCN      | ASTRA®         | IP6459 |
|                               | ASTRA®         | IP6461 |

### AQUA®

|                      |        |        |
|----------------------|--------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE  | ASTRA® | IP6351 |
| CALCINABLE HEXAGONAL | ASTRA® | IP6339 |
| CALCINABLE CIRCULAR  | ASTRA® | IP6346 |
| TORNILLO             |        | IP6207 |
| PILAR TALLABLE RECTO | ASTRA® | IP6655 |
| CILINDRO PROVISIONAL | ASTRA® | IP6678 |
| PILAR TALLABLE 20°   | 0,5 mm | IP6656 |
|                      | 1 mm   | IP6657 |
|                      | 2 mm   | IP6658 |
|                      | 4 mm   | IP6659 |

**LILA-BEST FIT®**

|                           |                |        |
|---------------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE       | BEST FIT®      | IP6349 |
| CALCINABLE HEXAGONAL      | BEST FIT®      | IP6335 |
| CALCINABLE CIRCULAR       | BEST FIT®      | IP6340 |
| TORNILLO                  |                | IP6212 |
| POSTE DE IMPRESIÓN        | BEST FIT®      | IP6353 |
| TORNILLO PARA POSTE       | Cubeta Abierta | IP6651 |
|                           | Cubeta Cerrada | IP6195 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN | 2              | IP6375 |
|                           | 4              | IP6376 |
|                           | 6              | IP6377 |
|                           | 8              | IP6378 |
| CILINDRO PROVISIONAL HXI  | BEST FIT®      | IP6460 |
|                           | BEST FIT®      | IP6458 |
| CILINDRO PROVISIONAL NHI  | BEST FIT®      | IP6652 |
|                           | BEST FIT®      | IP6653 |
| PILAR TALLABLE RECTO      | BEST FIT®      | IP6354 |
|                           | BEST FIT®      | IP6357 |
|                           | BEST FIT®      | IP6359 |
|                           | BEST FIT®      | IP6361 |
| PILAR TALLABLE ANGULADO   | 15º 2mm        | IP6362 |
|                           | 15º 4mm        | IP6363 |
|                           | 25º 2mm        | IP6364 |
|                           | 25º 4mm        | IP6365 |
| PILAR RECTO 20º           | 1 mm           | IP6398 |
|                           | 2 mm           | IP6399 |
|                           | 4 mm           | IP6400 |

**SISTEMA CÓNICO LILA- BEST FIT®**

|                               |                |        |
|-------------------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO CÓNICO DE IMPLANTE    | BEST FIT®      | IP6348 |
| CALCINABLE CÓNICO             | BEST FIT®      | IP6347 |
| TORNILLO                      | BEST FIT®      | IP6206 |
| POSTE DE IMPRESIÓN            | BEST FIT®      | IP6408 |
| TORNILLO PARA POSTE IMPRESIÓN | Cubeta Abierta | IP6654 |
| CILINDRO PROVISIONAL SCN      | BEST FIT®      | IP6459 |
|                               | BEST FIT®      | IP6461 |

# NOBEL REPLACE®

## NOBEL REPLACE 3.5

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |           | IP6421 |
| CALCINABLE HEXAGONAL    | Hexagonal | IP6409 |
|                         | Circular  | IP6412 |
| TORNILLO                |           | IP6221 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      | tallable  | IP6730 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Cerrada   | IP6221 |

## NOBEL REPLACE 4.3

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |           | IP6422 |
| CALCINABLE HEXAGONAL    | Hexagonal | IP6410 |
|                         | Circular  | IP6413 |
| TORNILLO                |           | IP6223 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      | tallable  | IP6731 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Cerrada   | IP6223 |

## NOBEL REPLACE 5.0

|                         |           |        |
|-------------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE     |           | IP6423 |
| CALCINABLE HEXAGONAL    | Hexagonal | IP6411 |
|                         | Circular  | IP6414 |
| TORNILLO                |           | IP6223 |
| POSTE DE IMPRESIÓN      | tallable  | IP6732 |
| TORNILLO PARA POSTE SCN | Cerrada   | IP6223 |

## FRIALIT®

### FRIALIT 3.4/3.8/4.5

|                    |                   |        |
|--------------------|-------------------|--------|
| CALCINABLE         | sobre PC          | IP6433 |
|                    | Hexagonal 3.4     | IP6427 |
|                    | Hexagonal 3.8     | IP6428 |
|                    | Hexagonal 4.5     | IP6429 |
|                    | Circular 3.4      | IP6430 |
|                    | Circular 3.8      | IP6431 |
|                    | Circular 4.5      | IP6432 |
| TORNILLO           | Directo           | IP6733 |
|                    | Sobre pilar       | IP6734 |
| POSTE DE IMPRESIÓN | tallable 3.4      | IP6443 |
|                    | tallable 3.8      | IP6444 |
|                    | tallable 4.5      | IP6445 |
| TORNILLO POST      | igual las 3 plat. | IP6200 |

### **3i Certain 4.1**

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE |           | IP6672 |
| CALCINABLES         | Hexagonal | IP6673 |
|                     | Circular  | IP6682 |
| TORNILLO            |           | IP6200 |

### **3I Certain 5.00**

|                     |           |        |
|---------------------|-----------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE |           | IP6683 |
| CALCINABLES         | Hexagonal | IP6684 |
|                     | Circular  | IP6685 |
| TORNILLO            |           | IP6200 |

# ZIMMER CORE-VENT® BIOHORIZONS® MISS®

## Zim.Core-Vent®/BioHorizons®/Miss® 4.5

|                      |                |        |
|----------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE  |                | IP6454 |
| CALCINABLE HEXAGONAL |                | IP6446 |
| CALCINABLE CIRCULAR  |                | IP6448 |
| TORNILLO             |                | IP6209 |
| POSTE DE IMPRESIÓN   |                | IP6456 |
| TORNILLO PARA POSTE  | Cubeta Cerrada | IP6209 |
| PILAR TALLABLE RECTO |                | IP6456 |

## Zim.Core-Vent®/BioHorizons®/Miss® 3.5

|                      |                |        |
|----------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE  |                | IP6455 |
| CALCINABLE HEXAGONAL |                | IP6447 |
| CALCINABLE CIRCULAR  |                | IP6449 |
| TORNILLO             |                | IP6209 |
| POSTE DE IMPRESIÓN   |                | IP6457 |
| TORNILLO PARA POSTE  | Cubeta Cerrada | IP6209 |
| PILAR TALLABLE RECTO |                | IP6457 |

# 03 Octógono

- ✓ Durante la cirugía, los sistemas de montaje existentes obstruccionan el rango de visión de la distancia entre el diente más alto y el más bajo. En cualquier caso el sistema de no-montura **BEST-FIT** puede asegurar inmediatamente un tratado quirúrgico adecuado. Además proporciona un posicionamiento preciso sin efectos para los tejidos de alrededor. El envase del implante lleva un sistema antirotacional que permite la colocación de un transportador.
- ✓ El sistema de implantes dentales **BEST-FIT** es compatible en la supraestructura con **ITI®** y **Swiss Plus®**.
- ✓ Diseño Cónico:  
El diseño en forma de raíz alcanza extraordinarios resultados de estabilidad primaria, incluso también en sitios donde las condiciones del hueso no son buenas. Todo esto se realiza mediante una cirugía sencilla y reducida en el tiempo.
- ✓ Micro Espira:  
Esta característica previene la infección bacteriológica. También minimiza la tendencia a la rotura de la cresta gracias a la estable fijación inicial, incluso en las paredes corticales muy finas.
- ✓ Tratamiento superficial óptimo **RBM**:  
Las medidas de la rugosidad de la superficie son RA: 1.5 -1.8 micrones. Esta rugosidad es la más ideal para favorecer la oseointegración.
- ✓ Cortes de seguridad:  
Estos minimizan la resistencia por fricción durante la inserción al mismo tiempo que proporcionan la suavidad del movimiento giratorio.
- ✓ Palas de corte autorroscantes:  
Esto ayuda al autorroscado durante la inserción del implante, al mismo tiempo dejan espacio para el material de tejido desprendido durante el autorroscado.
- ✓ Además esta característica también acelera la rápida integración después de la fijación.



## Stetic Plus



| MIN   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 3,7   | 08       | IP6462 | IMPL-001-OCT-37-08 |
|       | 10       | IP6463 | IMPL-001-OCT-37-10 |
|       | 12       | IP6464 | IMPL-001-OCT-37-12 |
|       | 14       | IP6465 | IMPL-001-OCT-37-14 |



| REG   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 4,3   | 08       | IP6466 | IMPL-001-OCT-43-08 |
|       | 10       | IP6467 | IMPL-001-OCT-43-10 |
|       | 12       | IP6468 | IMPL-001-OCT-43-12 |
|       | 14       | IP6469 | IMPL-001-OCT-43-14 |



| MAX   |          |        |                    |
|-------|----------|--------|--------------------|
| Diám. | Longitud | Código | Referencia         |
| 4,8   | 08       | IP6470 | IMPL-001-OCT-48-08 |
|       | 10       | IP6471 | IMPL-001-OCT-48-10 |
|       | 12       | IP6472 | IMPL-001-OCT-48-12 |
|       | 14       | IP6473 | IMPL-001-OCT-48-14 |

# STRAUMANN® ZIMMER® S/ PLUS BEST FIT®

## PLATAFORMA REGULAR NECK

|                             |                |        |
|-----------------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO DE IMPLANTE         | Directo        | IP6482 |
|                             |                |        |
| ANÁLOGO SÓLIDO              | 4              | IP6484 |
|                             | 5,5            | IP6485 |
|                             | 7              | IP6486 |
| CALCINABLE OCTOGONAL        | Directo        | IP6474 |
| CALCINABLE CIRCULAR         | Directo        | IP6475 |
| CALCINABLE SÓLIDO           | Octogonal      | IP6478 |
|                             | Rotatorio      | IP6479 |
| TORNILLO DIRECTO            |                | IP6217 |
| POSTE DE IMPRESIÓN          | BEST FIT®      | IP6500 |
| TORNILLO POST BEST FIT      | Cubeta Abierta | IP6735 |
|                             | Cubeta Cerrada | IP6736 |
| POSTE DE IMPRESIÓN          | STRAUMANN®     | IP6501 |
| TORNILLO POST STRAUMAN      | Cubeta Abierta | IP6189 |
| TORNILLO DE CICATRIZACIÓN   | 0              | IP6492 |
|                             | 1,5            | IP6493 |
|                             | 3              | IP6494 |
|                             | 4,5            | IP6495 |
| CILINDROS PROVISIONALES SCN | OCT plástico   | IP6509 |
|                             | OCT titanio    | IP6511 |
|                             | NOC plástico   | IP6513 |
|                             | NOC titanio    | IP6514 |
| PILAR SÓLIDO                | 4,00 mm        | IP6737 |
|                             | 5,50 mm        | IP6738 |
|                             | 7,00 mm        | IP6742 |
| PILAR TALLABLE RECTO        |                | IP6739 |
| PILAR ANGULADO              | 15°            | IP6490 |
|                             | 25°            | IP6491 |
| PILAR DE BOLA               | 0 mm           | IP6496 |
|                             | 2 mm           | IP6497 |
|                             | 4 mm           | IP6498 |

## SISTEMA TRANSEPITELIAL

|                            |                |        |
|----------------------------|----------------|--------|
| ANÁLOGO PC                 |                | IP6483 |
| CALCINABLE OCTOGONAL PC    |                | IP6476 |
| CALCINABLE NO OCTOGONAL PC |                | IP6477 |
| TORNILLO                   |                | IP6216 |
| POSTE DE IMPRESIÓN         |                | IP6499 |
| TORNILLO PARA POSTE        | Cubeta Abierta | IP6740 |
| PILAR SYNOCTA              |                | IP6506 |
| PILAR OCTA                 |                | IP6741 |

