

**KIT PILO “TIPO LOCATOR”
COMPATIBLE 100 %
+
POSICIONADOR
+
PACK DE PROCESADO
(CON BOTÓN ROJO DIVERGENTE)**



**PARA LOS PRINCIPALES FABRICANTES DEL MERCADO:
(BEST FIT, BRANEMARK, 3I, BTI, BIOHORIZONS, ACE, DEFCON,
KLOCNER, LIFECORE, MICRODENT, MOZOGRAU, BIOLOCK, ASTRA,
NOBEL REPLACE, FRIALIT, ZIMMER, STRAUMANN, OSTEOPLUS).**

HEXAGONO EXTERNO

IP8000	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8001	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8002	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE
IP8003	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXE
IP8004	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXE
IP8005	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. 6mm+PACK	h=6	HXE
IP8006	LOCATOR HXE PLAT. ESTÁNDAR (134) ALT. ANGLmm+PACK	Angulado	HXE

IP8007	LOCATOR HXE PLAT. NP (055) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8008	LOCATOR HXE PLAT. NP (055) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8009	LOCATOR HXE PLAT. NP (055) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE
IP8010	LOCATOR HXE PLAT. NP (055) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXE
IP8011	LOCATOR HXE PLAT. NP (055) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXE

IP8012	LOCATOR HXE PLAT. WP (054) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8013	LOCATOR HXE PLAT. WP (054) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8014	LOCATOR HXE PLAT. WP (054) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE
IP8015	LOCATOR HXE PLAT. WP (054) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXE
IP8016	LOCATOR HXE PLAT. WP (054) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXE
IP8017	LOCATOR HXE PLAT. WP (054) ALT. 6mm+PACK	h=6	HXE

IP8018	LOCATOR HXE 3I PLAT. 5 (035) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8019	LOCATOR HXE 3I PLAT. 5 (035) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8020	LOCATOR HXE 3I PLAT. 5 (035) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE
IP8021	LOCATOR HXE 3I PLAT. 5 (035) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXE
IP8022	LOCATOR HXE 3I PLAT. 5 (035) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXE
IP8023	LOCATOR HXE 3I PLAT. 5 (035) ALT. 6mm+PACK	h=6	HXE

IP8024	LOCATOR HXE 3I PLAT.3,4(BIOLOCK,MICROD,MG,SINN)(037) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8025	LOCATOR HXE 3I PLAT.3,4(BIOLOCK,MICROD,MG,SINN)(037) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE

IP8026	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 3,5 (600) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8027	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 3,5 (600) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8028	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 3,5 (600) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE

IP8029	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 4,0 (601) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8030	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 4,0 (601) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8031	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 4,0 (601) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE

IP8032	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 5,0 (602) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXE
IP8033	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 5,0 (602) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXE
IP8034	LOCATOR HXE BIOHORIZONS 5,0 (602) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXE

HEXAGONO INTERNO

IP8035	LOCATOR HXI ZIMMER 4,5(001)SCREW-VENT ALT. 0mm+PACK	h=0	HXI
IP8036	LOCATOR HXI ZIMMER 4,5(001)SCREW-VENT ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8037	LOCATOR HXI ZIMMER 4,5(001)SCREW-VENT ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8038	LOCATOR HXI ZIMMER 4,5(001)SCREW-VENT ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8039	LOCATOR HXI ZIMMER 4,5(001)SCREW-VENT ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI

IP8040	LOCATOR HXI ZIMMER 3,5(002)SCREW-VENT ALT. 0mm+PACK	h=0	HXI
IP8041	LOCATOR HXI ZIMMER 3,5(002)SCREW-VENT ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8042	LOCATOR HXI ZIMMER 3,5(002)SCREW-VENT ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8043	LOCATOR HXI ZIMMER 3,5(002)SCREW-VENT ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8044	LOCATOR HXI ZIMMER 3,5(002)SCREW-VENT ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI
IP8045	LOCATOR HXI ZIMMER 3,5(002)SCREW-VENT ALT. 5mm+PACK	h=5	HXI

IP8046	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 3,5 (005) ALT. 0mm+PACK	h=0	HXI
IP8047	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 3,5 (005) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8048	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 3,5 (005) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8049	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 3,5 (005) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8050	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 3,5 (005) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI

IP8051	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 4,3 (006) ALT. 0mm+PACK	h=0	HXI
IP8052	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 4,3 (006) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8053	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 4,3 (006) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8054	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 4,3 (006) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8055	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 4,3 (006) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI

IP8056	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 5,1 (007) ALT. 0mm+PACK	h=0	HXI
IP8057	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 5,1 (007) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8058	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 5,1 (007) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8059	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 5,1 (007) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8060	LOCATOR HXI NOBEL REPLACE 5,1 (007) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI

IP8061	LOCATOR HXI ASTRA AQUA (009) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8062	LOCATOR HXI ASTRA AQUA (009) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8063	LOCATOR HXI ASTRA AQUA (009) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8064	LOCATOR HXI ASTRA AQUA (009) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI
IP8065	LOCATOR HXI ASTRA AQUA (009) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXI

IP8066	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-45) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8067	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-45) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8068	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-45) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8069	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-45) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI
IP8070	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-45) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXI
IP8071	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-45) ALT. 6mm+PACK	h=6	HXI

IP8072	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-40) BEST-FIT ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8073	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-40) BEST-FIT ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8074	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-40) BEST-FIT ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8075	LOCATOR HXI ASTRA LILA (008) (-40) BEST-FIT ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI

IP8076	LOCATOR HXI FRIALIT 3,4 (011) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8077	LOCATOR HXI FRIALIT 3,4 (011) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8078	LOCATOR HXI FRIALIT 3,4 (011) ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI
IP8079	LOCATOR HXI FRIALIT 3,4 (011) ALT. 5mm+PACK	h=5	HXI

IP8080	LOCATOR HXI FRIALIT 3,8 (011) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8081	LOCATOR HXI FRIALIT 3,8 (011) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8082	LOCATOR HXI FRIALIT 3,8 (011) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI

IP8083	LOCATOR HXI FRIALIT 4,5 (011) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8084	LOCATOR HXI FRIALIT 4,5 (011) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI

IP8085	LOCATOR HXI FRIALIT 5,5 (011) ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8086	LOCATOR HXI FRIALIT 5,5 (011) ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8087	LOCATOR HXI FRIALIT 5,5 (011) ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI

IP8088	LOCATOR HXI FRIADENT/ANKYLOS 3,5/4,5/5,5 ALT. 1mm+PACK	h=1	HXI
IP8089	LOCATOR HXI FRIADENT/ANKYLOS 3,5/4,5/5,6 ALT. 2mm+PACK	h=2	HXI
IP8090	LOCATOR HXI FRIADENT/ANKYLOS 3,5/4,5/5,7 ALT. 3mm+PACK	h=3	HXI
IP8091	LOCATOR HXI FRIADENT/ANKYLOS 3,5/4,5/5,8 ALT. 4mm+PACK	h=4	HXI
IP8092	LOCATOR HXI FRIADENT/ANKYLOS 3,5/4,5/5,9 ALT. 5mm+PACK	h=5	HXI
IP8093	LOCATOR HXI FRIADENT/ANKYLOS 3,5/4,5/5,10 ALT. 6mm+PACK	h=6	HXI

OCTOGONO INTERNO

IP8094	LOCATOR OCT STRAUMMAN (001) ALT. 1mm+PACK	h=1	OCT
IP8095	LOCATOR OCT STRAUMMAN (001) ALT. 2mm+PACK	h=2	OCT
IP8096	LOCATOR OCT STRAUMMAN (001) ALT. 3mm+PACK	h=3	OCT
IP8097	LOCATOR OCT STRAUMMAN (001) ALT. 4mm+PACK	h=4	OCT
IP8098	LOCATOR OCT STRAUMMAN (001) ALT. 5mm+PACK	h=5	OCT
IP8099	LOCATOR OCT STRAUMMAN (001) ALT. 6mm+PACK	h=6	OCT

IP8100	LOCATOR OCT BONE LEVEL (013) ALT. 2mm+PACK	h=2	OCT
IP8101	LOCATOR OCT BONE LEVEL (013) ALT. 3mm+PACK	h=3	OCT
IP8102	LOCATOR OCT BONE LEVEL (013) ALT. 4mm+PACK	h=4	OCT
IP8103	LOCATOR OCT BONE LEVEL (013) ALT. 5mm+PACK	h=5	OCT
IP8104	LOCATOR OCT BONE LEVEL (013) ALT. 6mm+PACK	h=6	OCT

LOCATOR Implant

Anclaje supragingival de eje resiliente para sobredentaduras sobre **IMPLANTES**



El **Locator Implant** consta de dos elementos: uno metálico, **-Locator Abutment-** que se atornilla directamente sobre el implante y una **Cápsula Metálica** que va colocado en la prótesis y contiene la **Retención de Nylon**.



EL PERFIL MÁS BAJO

La altura total del anclaje (Abutment+Macho) sobre el implante es de sólo 3.17 mm. para implantes de hexágono externo, y de 2.5 mm. para otro tipo de implantes. Una importante ventaja frente a otros ataches con alturas de 4.5 y de hasta más de 7 mm.



RETENCIÓN DUAL - RESILIENTE - AUTOALINEACIÓN

La combinación de la retención externa e interna, proporciona al Locator la mayor duración que se ha conseguido hasta ahora en un anclaje dental.

Disponible para la mayoría de implantes, con alturas de transepitelial de hasta 6 mm.



Seleccione el **Locator Implant** adecuado midiendo la altura de encía - h - por encima del implante.



Atornille el **Locator** en el implante con el **roscador** del **Core Tool**.



Coloque el aro espaciador.



Coloque la cápsula de procesamiento - **Negro**.



Prepare unos huecos holgados en la prótesis.



Resine la prótesis



Sustituya el botón Negro de procesamiento por la retención definitiva: Blanca, Rosa o Azul.



TÉCNICA INDIRECTA



Colocación de **Transfer de impresión**.



Tome una impresión.



Coloque los análogos en la impresión y vacíe el modelo.



El modelo reproduce la posición de los **Locator** en boca.